



# Physics Laboratory

*Last modified : 2015-08-31*

## 실험 1-2. 관성 모멘트 측정

### 실험 목적

물체를 회전장치를 통한 중력의 일정한 힘으로 회전시키고, 이 때의 회전장치의 각속도 및 각가속도를 직접 측정하여 물체의 관성모멘트를 구한다. 또한 회전반경과 관성 모멘트, 평행축 정리등의 이론을 실험을 통해 확인한다. 부가적으로 회전운동과 토크의 관계를 실험적으로 확인한다.

### 실험 방법

실험실에는 이 실험을 위해서 다음과 같은 장치가 준비되어 있다.

- ① 관성모멘트 실험장치
- ② 사각, 원판, 원환 시료
- ③ I-CA 시스템
- ④ 버어니어 캘리퍼스, 전자저울



■그림 3■ 관성모멘트 측정 실험장치

- ① 버니어캘리퍼스와 전자저울을 이용하여, 회전축 반경 및 각 시료의 길이, 질량을 측정하고 이를 기록한다.
- ② 그림 3과 같이 관성모멘트 측정 실험장치를 실험테이블에 수평이 되도록 조정하고 클램프로 고정한다. 100~200g 추를 매달고 도르래의 높이를 조절하여 실이 회전판과 평행이 되도록 조정하여 고정한다. 실의 길이는 바닥에 닿지 않을 정도로 한다.
- ③ 스텐드를 이용하여 그림4와 같이 회전 실험판이 카메라 중앙에 수직으로 선명하게 보이도록 줌과 밝기를 조정하여 I-CA 시스템을 준비한다.
- ④ 회전 실험판에 아무 시료도 없는 상태에서 실을 천천히 감아 손으로 잡아 고정시키고 있다가 추를 자유낙하시키고 이를 I-CA 시스템으로 촬영 저장한다.
- ⑤ 좌표계 설정을 클릭 촬영한 영상을 불러들여 좌표계를 설정한다. 원점은 회전 실험판의 중앙으로, 길이는 회전판 중앙에서 색상인식 스티커까지의 거리를 측정 이 값을 입력한다. 이 후에 줌등 세팅이 바뀌지 않도록 주의한다.
- ⑥ 촬영한 영상을 분석화면에 불러들여 색상인식 스티커의 운동을 분석, 결과를 txt파일로 저장한다. 저장된 시간에 따른 피사체의 좌표를 엑셀등의 프로그램으로 분석하여 시간에 따른 회전각도( $\theta$ )의 값으로 변환한다. 이를 그래프로 그리고 추세선을 이용하여 식(7)과 비교하여  $\alpha/2$  값을 구한다. 분석 시작점은 실험회전판이 막 회전하기 시작하는 시점으로 한다.

- ⑦ 식(9)를 이용하여 회전장치의 관성모멘트( $I_0$ )를 구한다.
- ⑧ ④ ~ ⑦의 과정을 3번 반복하여 회전장치의 관성모멘트를 구하고 이를 평균하여 회전장치 자체의 관성모멘트로 한다.
- ⑨ 회전 실험판에 사각판 시료를 올려 놓고, 위의 ④ ~ ⑦의 과정과 같이 Total 관성모멘트를 구하고 위에서 구한 회전장치 자체의 관성모멘트를 빼어 사각판 시료의 관성모멘트를 구하고 이를 이론값과 비교하여 본다. 마찬가지로 위의 과정을 3회 반복한다.
- ⑩ 회전 실험판에 원판 시료를 올려 놓고 ⑨의 과정과 같이 원판시료의 관성모멘트를 구하고 이를 이론값과 비교하여 본다.
- ⑪ 회전 실험판에 원환 시료를 올려 놓고 ⑨의 과정과 같이 원환시료의 관성모멘트를 구하고 이를 이론값과 비교하여 본다.

## 배경 이론

강체는 그 계에 속하는 입자가 항상 상호간 같은 상대적인 위치를 유지하는 물체를 말하는데, 그러한 강체의 회전에너지에 대해 생각해 보자. 회전에너지는 물체의 질량 외에 모양과 크기에 따라 다르게 되는데 이와 같이 회전에너지를 설명할 때 관성모멘트라는 물리량을 사용하면 편리해 진다. 직선운동의 경우 물체의 질량이 관성의 역할을 하는데 회전운동의 경우 바로 이 관성모멘트가 관성의 역할을 한다. 질량이라는 물리량이 있어 직선운동의 기술이 편리해진 것 처럼 회전운동의 경우 관성모멘트의 정의로 인해 회전운동의 기술이 편리해 진다.

개의 질점으로 구성된 강체가 고정 축 주위를 각속도  $\omega$ 로 회전하면, 총 운동에너지  $K$ 는


$$K = \frac{1}{2} \left( \sum m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (1)$$

이다. 여기서  $I$  는 아래와 같이 정의된 양으로 관성모멘트라 한다.

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad (2)$$

여기서  $r_i$  는 회전축으로부터의 거리이다. 연속적인 질량분포의 경우에는 다음과 같다

$$I = \int r^2 dm \quad (3)$$



■그림 1■ 관성모멘트 실험 장치

그림 1과 같이 질량  $m$ 인 추가 도르래와 실을 통해 회전장치에 연결되어 있는 경우를 생각해 보자. 추가 가속도  $a$ 로 자유 낙하하는 경우 실에 작용하는 장력( $T$ )을 고려하면

$$ma = mg - T = mR\alpha \quad (4)$$

의 관계가 성립한다. 여기서  $\alpha$ 는 회전장치의 각 가속도로 실이 미끄러짐 없이 풀리는 경우로 가정하였다. 따라서 회전장치에 작용하는 토크( $\tau$ )는

$$\tau = I_0\alpha = RT \quad (5)$$

로 주어지며, 이 경우 회전장치의 각 가속도 및 시간에 따른 회전각은 다음과 같다.

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{mgR}{I_0 + mR^2} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \theta(t) &= \frac{1}{2}\alpha t^2 = \frac{mgR}{2(I_0 + mR^2)}t^2 \\ &\equiv At^2 \end{aligned} \quad (7)$$

여기서 초기 조건으로  $t=0$ 에서  $\theta(0) = 0$ ,  $\dot{\theta}=0$ 로 하였다.


질점의 관성모멘트는  $I = mr^2$ 으로 표현되며, 연속적인 질량분포의 경우에는 식(3)과 같이  $I = \int r^2 dm$ 으로 주어진다. 일례로 그림 2와 같이 가로 세로가 각각 a, b인 직사각형 판의 경우

$$\begin{aligned} I = I &= \int r^2 dm = \int (a^2 + b^2)\rho da db \\ &= \frac{M}{12}(a^2 + b^2) \end{aligned} \quad (8)$$

으로 주어진다. 그림 2는 다양한 형태에 대한 물체의 관성모멘트 값들의 일례이다.

실험에서는 식(7)에서 각가속도  $\alpha$ 를 측정하여 아래와 같이 관성모멘트를 결정한다.

$$\rho I = \frac{mgR}{2A} - maR^2 \quad (9)$$



㉞ ⊕ ㉞

㉞ ㉞ **■** 그림 2 물체의 관성모멘트